

# EVOLUTION HAIR TD

**meditoupee**

*THINK WITH YOUR HEAD*

**REFERENTE:  
DR. VINCENZO PASCAZIO  
tel. 347 - 7917059**

## BIOADESIVI, COLLANTI, CLIPS E SOLVENTI



### **Rotolo bioadesivo bianco trasparente.**

Dimensioni: 3 m x 2,5 cm.

Bioadesivo ideale coloro che effettuano una rimozione e pulizia della base in tempi brevi.

Adatto principalmente all'attacco ai seguenti sistemi Double System – Bio System – Contact System – Lace System (non adatto all'attacco del Lace frontale) – Mono System – Air system.

COSTO €10.00



### **Rotolo bioadesivo rosso trasparente.**

Dimensioni: 3 m x 2,5 cm.

Bioadesivo ideale coloro che amano una rimozione veloce e rapida senza residui .

Adatto principalmente all'attacco ai seguenti sistemi Double System – Bio System – Contact System – Lace System (non adatto all'attacco del Lace frontale) – Mono System – Air system.

COSTO €10.00



### **Rotolo bioadesivo marrone telato.**

Dimensioni: 3 m x 2,5 cm.

Bioadesivo telato bianco ideale coloro che amano una rimozione veloce e rapida senza residui .

Utilizzato principalmente nelle zone laterali e posteriore.

Adatto principalmente all'attacco ai seguenti sistemi Mono System – Air system.

COSTO €10.00



**Rotolo bioadesivo blu trasparente.**

Dimensioni: 3 m x 2,5 cm.

Bioadesivo sottile e trasparente, nato per applicare il Lace sul frontale; tenuta forte – trasparente – ultra sottile.

COSTO €16.00



**Rotolo super tenuta.**

Dimensioni: 3 m x 2,5 cm.

Bioadesivo sottile e trasparente, può essere usato su tutti i modelli di protesi compreso il Lace frontale. Tenuta fortissima. E' consigliato per chi fa sport.

COSTO €16.00



**35 Striscette sagomate per frontale (super tenuta).**

Bioadesivo sottile e trasparente, può essere usato su tutti i modelli di protesi compreso il Lace frontale. Tenuta fortissima. E' consigliato per chi fa sport.

COSTO €15.00



**Rotolo bioadesivo super tenuta + 21 striscette (OFFERTA).**

Bioadesivo sottile e trasparente con striscette sagomate per frontale, può essere usato su tutti i modelli di protesi compreso il Lace frontale. Tenuta fortissima. E' consigliato per chi fa sport.

COSTO €21.00



**Cement hair 50 ml.**

Tubetto in alluminio.

E' un autoadesivo acrilico puro in solvente, di colore molto chiaro, caratterizzato da un buon tack e da un'ottima coesione interna. Ha una durata e resistenza di oltre 20gg anche se viene a contatto con l'acqua.

La caratteristica principale che differenzia questo collante è la completa mancanza di TOLUENE, idrocarburo noto per l'elevato grado di cancerogenicità.

**Modalità d'impiego:**

Stendere la colla sulla cute con l'ausilio di un pennellino, cotton fioc o spatola, lasciare asciugare per diversi minuti eventualmente aiutandosi con il phon, applicare la protesi sulla cute.

COSTO €30.00



**White bond 50 ml.**

Completo di spatola e specifiche tecniche.

E' un autoadesivo costituito da polimeri acrilici puri in dispersione acquosa, con buon tack ed adesività. Inodore e senza filo.

**Modalità d'impiego:**

E' un nuovo adesivo bianco e inodore, che rende le manutenzioni molto veloci. La novità di questa colla rispetto alle altre colle bianche è la buona durata. Durata 10 giorni, buona resistenza all'acqua ed al freddo. Non ha effetti dannosi per la salute e può essere usato a contatto con la pelle.

COSTO €20.00



### **Clips.**

“Pettinini” apri e chiudi, che vanno cuciti lungo il perimetro della base.

Adatti per i laterali ed il posteriore della protesi.

Confezione da 10 pezzi.

**COSTO €15.00**



### **Extensions clips.**

Vuoi incrementare la densità dei tuoi capelli?

Utilizza gli esclusivi extensions clips di Meditoupee.

Facili da applicare e da rimuovere.

Senza collanti.

Il costo varia secondo la lunghezza e la quantità.

Per maggiori informazioni scrivi a [info@meditoupee.com](mailto:info@meditoupee.com)



### **Bio-remover 150 ml.**

E' un solvente totalmente naturale di origine vegetale.

Ha un odore particolarmente gradevole ed è biodegradabile.

Applicare il remover sulla base eventualmente con l'ausilio di un dischetto struccante o garza di cotone.

Sulla cute è opportuno strofinare delicatamente.

**COSTO €15.00**



### **Eco-remover 150 ml.**

E' un solvente isoparaffinico puro, inodore, con un grado di evaporazione lento.

Si presenta perfettamente trasparente.

Applicare il remover sulla base eventualmente con l'ausilio di un dischetto struccante o garza di cotone.

Sulla cute è opportuno strofinare delicatamente.

**COSTO €15.00**